

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Anti COLI I

Πολυδύναμο αντιδραστήρια δοκιμής Anti-Coli για ορολογική ανίχνευση και προσδιορισμό απομονωμένων στελεχών E.coli από δείγμα κοπράνων ανθρώπου με συγκόλληση διαφανειών των ορότυπων O 26: K 60, O 44: K 74, O 114: K 90, O 125: K 70, O 142: K 86, O 158: K. Το αντιδραστήριο να είναι σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Η ανασύσταση να γίνεται με αποσταγμένο νερό και το φιαλίδιο να περιέχει σταγονόμετρο. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Anti COLI II

Πολυδύναμο αντιδραστήριο δοκιμής Anti-Coli για ορολογική ανίχνευση και προσδιορισμό απομονωμένων στελεχών E.coli (με συγκόλληση επί πλακός) από δείγμα κοπράνων ανθρώπου των ορότυπων O 55: K 59, O 86: K 61, O 91: K -, O 111: K 58, O 119: K 69, O 126: K 71, O 127: K 63, O 128: K 67. Το αντιδραστήριο να είναι σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Η ανασύσταση να γίνεται με 1ml απεσταγμένο νερό και το φιαλίδιο να περιέχει σταγονόμετρο. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Anti COLI III

Πολυδύναμο αντιδραστήριο δοκιμής Anti-Coli για ορολογική ανίχνευση και προσδιορισμό απομονωμένων στελεχών E.coli (με συγκόλληση επί πλακός) από δείγμα κοπράνων ανθρώπου των ορότυπων O 25: K 11, O 78: K 80, O 103: K -, O 118: K - O 124: K 72, O 145: K -, O 157: K -, O 164: K. Το αντιδραστήριο να είναι σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Η ανασύσταση να γίνεται με 1ml απεσταγμένο νερό και το φιαλίδιο να περιέχει σταγονόμετρο. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Anti COLI

Μονοδύναμο αντιδραστήριο για ορολογική ανίχνευση και προσδιορισμό απομονωμένων στελεχών E.coli (με συγκόλληση επί πλακός) από δείγμα κοπράνων ανθρώπου του ορότυπου O 157: HE. Το αντιδραστήριο να είναι σε λυοφιλοποιημένη μορφή. Η ανασύσταση να γίνεται με 1ml απεσταγμένο νερό και το φιαλίδιο να περιέχει σταγονόμετρο. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SELENITE BROTH

Αφυδατωμένο υλικό για παρασκευή ζυμών selenite για εκλεκτικό προεμπλουτισμό κλινικών δειγμάτων κοπράνων για την απομόνωση στελεχών *Salmonella* spp. Το αρχικό υλικό να μην περιέχει το τοξικό Sodium Biselenite (δισεληνίτης του νατρίου), το οποίο να προσφέρεται χωριστά, για λόγους προστασίας του χρήστη που παρασκευάζει το υλικό αφού είναι επιβλαβές. Πρέπει να προστίθεται αργότερα σαν διάλυμα (Robertson D.S.). Το υλικό να περιέχει : Peptone Lactose και sodium phosphate. Ανά συσκευασία 500gr να προκύπτουν περίπου 26,0 λίτρα έτοιμου υλικού (≈3250 φιαλίδια των 8ml /εξετάσεις). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark

SODIUM BISELENITE 100g

Πρόσθετο Sodium Biselenite (δισεληνίτης του νατρίου) για τους ζυμούς Σελενίτη. Να μην περιέχεται στο βασικό υλικό βάσης λόγω της σύστασής του η οποία είναι τοξική. Ανά συσκευασία 100gr να προκύπτουν περίπου 25 λίτρα έτοιμου υλικού (≈3100 φιαλίδια των 8ml). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.