

|                                                               | Αντιδραστήρια in vitro (Ισοτοπικά αντιδραστήρια)                                                                                                                                                                                          |                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                     | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                              | ΜΟΝΑ<br>ΔΑ<br>ΜΕΤΡ<br>ΗΣΗΣ |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ (TSH)           | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ,COATED TUBES ,ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ<br>ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 tests                                                                            | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΤΡΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ<br>(FT3)     | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ<br>ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 tests                                                                                 | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ<br>ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FT4) των 200 tests | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES, ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ<br>ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 tests                                                                                 | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ( TG)                   | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ,COATED TUBES Ή SOLID PHASE,ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ,ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ<br>ΔΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΩΑΣΗΣ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ RECOVERY TEST,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS<br>ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                 | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ INTACT ( INTACT-<br>PTH)  | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ , COATED TUBES , ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ<br>ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ , ΑΝΩΤΕΡΟ STANDARD ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 1500pg/ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100<br>tests | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ<br>(PRL)                      | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ , COATED TUBES , ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ<br>ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                               | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ ( FSH )          | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ , COATED TUBES , ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ<br>ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                               | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ( LH)              | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ , COATED TUBES , ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ<br>ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ ΜΕ 2 ΩΡΕΣ ,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                               | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ ( E2).                       | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ<br>ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ( PRG).                  | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ<br>ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ( TOTAL TESTO)    | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ<br>ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ( F TESTO)     | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 17-ΟΗ<br>ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ( 17-ΟΗ-PRG)       | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΙΚΗΣ<br>ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗΣ(DHEA'S)  | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ<br>ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                                                                                           | test                       |

|                                                      |                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ Δ 4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗΣ              | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                     | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ ( ΑCTH)    | RIA Η IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ, COATED TUBES Ή COATED BEADS, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ,ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 2 ΠΛΥΣΕΙΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ                       | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                     | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΔ/ΜΟ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ(Ald)                | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                     | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ                       | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                     | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ( C-PEPTIDE).        | RIA ΜΕΘΟΔΟΣ ,COATED TUBES,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests                                                     | test |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΡΕΝΙΝΗΣ ( ACTIVE RENINE) | IRMA ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ,COATED TUBES ,ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΑΣΗ ΣΕ ΠΑΓΟ ,ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ CONTROLS ΣΕ 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ έως 100 tests         | test |
| CEA                                                  |                                                                                                                                                                  |      |
| AFP                                                  |                                                                                                                                                                  |      |
| Ca 19-9                                              |                                                                                                                                                                  |      |
| Ca 125                                               |                                                                                                                                                                  |      |
| Ca 15-6                                              |                                                                                                                                                                  |      |
| ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ PSA                              |                                                                                                                                                                  |      |
| ΚΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ F PSA                           |                                                                                                                                                                  |      |
| FERRITIN                                             |                                                                                                                                                                  |      |