

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΙΔΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DALI ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ

ΣΕΤ προσροφητών LDL και λιποπρωτεϊνών 500, 750 και 1250 στα οποία να συμπεριλαμβάνονται

1. οι προσροφητές
2. 1 γραμμή σύνδεσης των προσροφητών
3. 1 αποχετευτικό σάκο των 10 λίτρων
4. 1 γραμμή αίματος εισόδου
5. 1 γραμμή αίματος επιστροφής
6. Διάλυμα κιτρικού ως αντιπηκτικό ACD-A (1000ml)
7. Διάλυμα NaCl 0,9 % 1000 ml για γέμισμα των γραμμών
8. Διάλυμα προετοιμασίας με 2 σάκκους πλήρωσης των 3 λίτρων ο καθένας

Το Σετ να ταιριάζει σε μηχανήμα του οίκου Fresenius

Οι παραπάνω προδιαγραφές αποτυπώνουν συγκεκριμένο προμηθευτή την Fresenius και τον αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα, διότι το νοσοκομείο μας διαθέτει τη συσκευή Fresenius για την απευθείας προσρόφηση των λιποπρωτεϊνών.

Είναι συμβατές διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και με τις παραδοχές της επιστήμης σύμφωνα με την οποία περιγράφεται η υπεροχή της απευθείας απορρόφησης των λιποπρωτεϊνών από ένα προσροφητή .Archodakis ,S Pottle A, Barbir M: Low density lipoprotein apheresis: an updateInt J Clin Pract. 2007 Nov;61(11):1834-42.

Η μέθοδος αυτή με τη συγκεκριμένη συσκευή εκτελείται από το νοσοκομείο μας περισσότερο από πέντε χρόνια σε 2 αδέρφια με μεγάλη επιτυχία και το νοσοκομείο μας περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρία νοσοκομεία της χώρας που εφαρμόζουν την παραπάνω θεραπεία.

Η αφαίρεση των λιποπρωτεϊνών με προσρόφηση είναι κοινωνική απαίτηση διότι αποτελεί μια θεραπεία η οποία επιμηκύνει τη ζωή των ασθενών με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστεριναιμία . Οι ασθενείς αυτοί χωρίς τη συγκεκριμένη θεραπεία δεν θα είχαν επιβίωση μεγαλύτερη των 25 -30 ετών. Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα η εν ζωή ασθενείς αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 13 και οι 3 βρίσκονται στη Κρήτη, μέλη της ίδιας οικογένειας.