

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.086.166,71 € με ΦΠΑ

ΚΑΕ : 1359

CPV 33692800-5

| Α/Α | Κωδικός<br>Είδους | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                               | Τεχνικές προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΜΜ    | ΠΑΡΑΤΗΡ<br>. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|
| 1   | 44577             | ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS BELCO ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ SLT ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ                                                                                    | ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΤΝ): ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS ΣΥΣΚ SLT. ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV1,2ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | ΛΙΤΡΑ | 30.12.5      | 1.180                |
| 2   | 41346             | ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ                                                                                                                                                                                                    | ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Nacl >98,5%,ΣΕ ΑΔΙΑΛΥΤΑ <0,05%, ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ <0,3%, ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ<1%, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ ΝΟΣ/ΟΥ                                                                                                                                                                                   | TEM   |              | 18.000               |
| 3   | 164394            | ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΝ LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΟΗΘΗΣΗΣ- ΑΙΜΟΔΙΟΗΘΗΣΗΣ                                                                                                                       | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEM   |              | 2.200                |
| 4   | 44614             | ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΩΝ) X225 1.000 ML                                                                                                                           | Σάκοι ηλεκτολυτών με ή χωρίς dextrose για παραγωγή διαλύματος μετά από ανάμειξη με τις αντίστοιχες φύσιγγες.                                                                                                                                                                                                                                    | TEM   |              | 4.300                |
| 5   | 45152             | ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΩΝ) X275 1.000 ML                                                                                                                           | Σάκοι ηλεκτολυτών με ή χωρίς dextrose για παραγωγή διαλύματος μετά από ανάμειξη με τις αντίστοιχες φύσιγγες.                                                                                                                                                                                                                                    | TEM   |              | 4.420                |
| 6   | 44615             | ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΥΣΙΓΓΑ ΝΑ CL 1200GR ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΥΣΙΓΓΑ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 720 GR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΑΚΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ | ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (PARKING) ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ                                                                                                                                                 | SET   |              | 8.480                |
| 7   | 164400            | ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΕΡΔΙΟΗΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΝ LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΟΗΘΗΣΗΣ                                                                                                                                                                  | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEM   |              | 146                  |
| 8   | 41341             | ΦΥΣΙΓΓΑ 750 GR NaHCO3 Ph Eur ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                   | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEM   |              | 7.500                |

|    |       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 9  | 41351 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ               | <p>Το set να αποτελείται από δύο μέρη Α και Β. Α ΜΕΡΟΣ (Set εισαγωγής fistula βελόνης). Απορροφητικό και αδιάβροχο πεδίο διαστάσεων 50x50cm περίπου. Γάζες για την απολύμανση του ασθενούς (τεμ 4 έως 6). Αυτοκόλλητη αντιαλεργική επίδεση βελόνης fistula και αρτηριοφλεβικών γραμμών αιμοκάθαρσης. Ένα ζεύγος αποστειρωμένων γαντιών σε συσκευασία διπλωμένο με χειρουργικό τρόπο. Δυνατότητα επιλογής του Set με βάση του μεγέθους του γαντιού. Τολύπια (4 τεμ.) σχετικά πυκνής ύφανσης.</p> <p>Β ΜΕΡΟΣ (Set εξαγωγής fistula βελόνης). Ένα ζεύγος αποστειρωμένων γαντιών σε συσκευασία διπλωμένο κατά χειρουργικό τρόπο. Γάζες για την αιμόσταση του ασθενούς (τεμ 4 έως 6). Τολύπια (4 τεμ.) σχετικά πυκνής ύφανσης -Δύο αιμοστατικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα. Επίσης να υπάρχουν στο set πλαστικά πίεςτρα.</p> | ΤΕΜ | 8.330  |
| 10 | 41340 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ | Κατάλληλη για την αφαίρεση οργανικών καταλοίπων, λιπών και πρωτεϊνών . Να περιέχει καθαρή σκόνη άνυδρου ανθρακικού νατρίου βάρους 13gr. Η φύσιγγα να είναι σφραγισμένη (όχι προτρυπημένη) και να διαθέτει δύο φίλτρα για την αποφυγή παράσχυσης σκόνης στο μηχανήμα, κατάλληλη για μηχανήματα GAMBRO AK-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΤΕΜ | 1.800  |
| 11 | 41337 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΟΝΟΪΔΡΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ             | Κατάλληλη για απασβέστωση . Να περιέχει καθαρή σκόνη μονοϊδρικού κιτρικού οξέος 32gr. Η φύσιγγα να είναι σφραγισμένη (όχι προτρυπημένη) και να διαθέτει δύο φίλτρα για την αποφυγή παράσχυσης σκόνης στο μηχανήμα, κατάλληλη για μηχανήματα GAMBRO AK-200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΤΕΜ | 3.500  |
| 12 | 65204 | ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΥΣΚ. 5 L                              | <p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ</p> <p>ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ Ως ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ</p> <p>1ος ΘΑΛΑΜΟΣ SODIUM 131 -POTASSIUM 0 , CALCIUM 233 , MAGNLSIUM 0,669, CHORIDE 146,0, GLUCOSE 0.</p> <p>20s ΘΑΛΑΜΟΣ SODIUM 167, BICARBONATE 154, ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ (mmol/L)SODIUM 140, POTASSIUM 0, CALCIUM 1,75, MAGNESIUM 0,5, CHLORIDE 109,5, BICARBONATE 35,CLUCOSE 0 OSMOLATITY 287 ,PH 7,4.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | ΠΑΚ | 11.000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |     |                       |         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| 13 | 41342  | ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 ΛΙΤ.ΒC-2Α ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΒC-2Β ΔΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ Α                                                                                                     | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΞΙΝΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ Α)         | Λ   | 30.12.9               | 108.500 |
| 14 | 45199  | ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 ΛΙΤ.ΒC-2Β ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΒC-2Α ΔΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ Α                                                                                                     | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ'ΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ Β) | Λ   | 30.12.9               | 24.200  |
| 15 | 50470  | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΒΕΛΟΝΑ, Υ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | TEM |                       | 200     |
| 16 | 63260  | ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | TEM |                       | 500     |
| 17 | 64832  | ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR, ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΤΤ/ΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜ/ΣΗΣ. ΟΙ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ FRESENIUS. ΝΑ ΣΥΝ/ΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒ/ΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑ ΜΗΧ/ΤΑ                           |                                                                                                                                            | BT  | 30.12.8               | 8.150   |
| 18 | 220402 | ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR, ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΤΤ/ΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜ/ΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΙΤΡΙΚΩΝ. ΟΙ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ FRESENIUS. ΝΑ ΣΥΝ/ΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒ/ΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑ ΜΗΧ/ΤΑ |                                                                                                                                            | TEM |                       | 3.000   |
| 19 | 181787 | ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΕΡΔΙΟΗΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΟΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS 4008S                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | TEM | 30.2.12,1<br>3,14     | 80      |
| 20 | 181788 | ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ Μ.Χ ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΟΗΘΗΣΗΣ- ΑΙΜΟΔΙΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S                                                                                                                   |                                                                                                                                            | TEM | 30.12.15,<br>30.12.16 | 3.750   |
| 21 | 50419  | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | TEM |                       | 9.000   |
| 22 | 217089 | ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | SET |                       | 330     |