

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

1. Σύστημα διπλού σάκου για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.

Το σύστημα αποτελείται από το σάκο διαλύματος περιτοναϊκής κάθαρσης όγκων από 1.5-3.0 λίτρα, που συνδέεται με κλειστό κύκλωμα γραμμών παροχής και αποχέτευσης καθώς και με αποχετευτικό σάκο. Ο σάκος να φέρει υποδοχή για τη προσθήκη φαρμάκων στο διάλυμα. Η γραμμή του διαλύματος να επιτρέπει την ευχερή και ασφαλή σύνδεση με τον περιτοναϊκό καθετήρα. Ο αποχετευτικός σάκος να φέρει ειδική υποδοχή για τη λήψη δείγματος του αποβαλλόμενου περιτοναϊκού υγρού.

Τύποι διαλυμάτων

A) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα γαλακτικά

B) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα διττανθρακικά

Γ) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα γαλακτικά και διττανθρακικά

Δ) Διαλύματα με πολυμερισμένης γλυκόζης

Ε) Διαλύματα με αμινοξέα

Η περιεκτικότητα των διαλυμάτων σε κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, γλυκόζη πρέπει να ποικίλει. Τα διαλύματα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της οσμωτικότητας. Το σύστημα πρέπει να προσφέρεται σε ενιαία και αποστειρωμένη συσκευασία, να είναι βιοσυμβατό, ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

2. Σύστημα αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης ΑΠΚ

Το μηχάνημα της αυτοματοποιημένης κάθαρσης να παραχωρείται προς χρήση και να συντηρείται από την προμηθεύτρια εταιρία του αναλωσίμου υλικού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Α) Τα διαλύματα της ΑΠΚ πρέπει να περιέχονται σε σάκους καταλλήλους για σύνδεση με το μηχάνημα σε όγκους από 2-5 λίτρα, σε αποστειρωμένη συσκευασία, να είναι βιοσυμβατά, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

Τύποι διαλυμάτων

Α) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα γαλακτικά

Β) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα διττανθρακικά

Γ) Διαλύματα με ρυθμιστικό παράγοντα γαλακτικά και διττανθρακικά

Δ) Διαλύματα με πολυμερισμένη γλυκόζη

Ε) Διαλύματα με αμινοξέα

Β) Το σετ γραμμών σύνδεσης σάκων μηχανήματος να φέρεται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία και να εξασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση του ασθενή με το μηχάνημα

Γ) Το σετ σάκου αποχέτευσης να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης, ο δε σάκος να είναι μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή του αποβαλλόμενου περιτοναϊκού υγρού.

Για κάθε συγκεκριμένο μηχάνημα ο προμηθευτής να προσφέρει και τα τρία ανωτέρω αναλώσιμα υλικά.

Στην ΑΠΚ η κατανάλωση διαλύματος κυμαίνεται από 12.5-15 λίτρα ημερησίως

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

1. Πλαστικά καπάκια γραμμής
2. Συνδετικές γραμμές διαφόρων μηκών
3. Συνδετικοί προσαρμοστές για γραμμές προέκτασης
4. Γραμμές προέκτασης
5. Αποστειρωμένα καπάκια με αντισηπτικό
6. Συσκευή εναπόθεσης υλικών
7. Μεταλλικός αναρτήρας του οργανωτή
8. Μικρά καπάκια με αντισηπτικό
9. Ασφάλεια ύπνου για ΣΦΟΠΕΚ
10. Γραμμές προέκτασης για χρήση άλλων διαλυμάτων
11. Γραμμή προέκτασης μήκους 12 ποδιών με louver lock
12. Κασέτα με 8 γραμμών με αιχμηρές προεξοχές
13. Ευθείς καθετήρες Tenckhoff
14. Περιελιγμένοι καθετήρες Tenckhoff
15. Συνδετικά περιτοναϊκών καθετήρων από τιτάνιο

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι γενικές και δεν αποτυπώνουν συγκεκριμένο προμηθευτή.

Είναι συμβατές με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται με τις οδηγίες των KDOGI και KDIGO.

Είναι συμβατές με τις παραδοχές της επιστήμης όπως αυτές αποτυπώνονται στο κλασικό σύγγραμμα της εξωνεφρικής κάθαρσης Handbook of Dialysis Fifth Edition **2015** John DOurgidas, Peter G Blake, Tedd S Ing Wolters Kluwer Health Kluwer Health και στο κλασικό σύγγραμμα Νεφρολογίας The Kidney Brenner and Rector's 10th Edition Elsevier.

Είναι συμβατές με την εμπειρία του τμήματος μας το οποίο χρησιμοποιεί αναλώσιμα με τις παραπάνω προδιαγραφές για περισσότερο από 10 χρόνια.

Είναι συμβατές με τη κοινωνική απαίτηση για περιτοναϊκή κάθαρση στην οικία του ασθενούς.