

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΚΟΥΦΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP

Να είναι από μαλακό υποαλλεργικό υλικό κατάλληλο για νεογνά.

Πολλαπλών χρήσεων.

Να είναι το αυθεντικό ή συμβατό με το ειδικό κύκλωμα για το μηχάνημα CPAP (SINDI της MEDIN) που διαθέτει το Νοσοκομείο.

Σε μεγέθη small, medium, large, x-large, xx-large, για να εφαρμόζουν στο κεφαλάκι του νεογνού σταθερά ανάλογα με την περίμετρο κεφαλής.

Το χρώμα να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος.

Η συσκευασία να φέρει όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν.

